

Bestätigung Flugtauglichkeit Elektrorollstühle

Sehr geehrte Dame
Sehr geehrter Herr

Gerne bestätigen wir Ihnen hiermit, dass unsere Elektrorollstühle (Swiss VIVA, Swiss VIVA Plus, Swiss VIVA Junior, Swiss VIVA Grand, Swiss VIVA Grand S und Swiss VIVA Grand M) mit wartungsfreien, geschlossenen Gel Batterien ausgestattet sind, welche in einer gesicherten Stahlbox im Elektrorollstuhl verbaut werden. Die Masse der Batterien verhalten sich wie folgt:

Länge	306 mm
Breite	175 mm
Höhe	190 mm
Gewicht	23 kg

Die Batterien können mit dem Schnellentkoppelungsverfahren vom Stromkreis getrennt werden, was für die Anforderungen für den Transport in Flugzeugen genügt, und weshalb eine Abkoppelung der Batterien hinfällig ist.

Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 0041 55 647 35 85 zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
SKS Rehab AG



Daniel Roth

Confirmation airworthiness Power wheelchairs

Dear Madam
Dear Sir

We hereby confirm that all our power wheelchairs (Swiss VIVA, Swiss VIVA Plus, Swiss VIVA Junior, Swiss VIVA Grand, Swiss VIVA Grand S and Swiss VIVA Grand M) are equipped with maintenance-free and sealed batteries, which are installed in a secure steel box on the wheelchair wherefore uncoupling the batteries during transport is not needed. Thus these batteries are adequate the requirements for transport on aircrafts.

Length	306 mm
Width	175 mm
Height	190 mm
Weight	23 kg

The batteries can be disconnected from the circuit with a quick disconnect method, which satisfies the requirements for transportation in aircraft and therefore decoupling of the batteries is obsolete.

We hope having served you with this information. For any questions please do not hesitate to contact us.

With best regards
SKS Rehab AG



Daniel Roth